





instructions
on the net

Product Code: H5000-4055G
UDI-DI: 06973105231720


CVN MEDICAL SOLUTIONS
A Part of CAREVISION Division
Hiltusentie 26 A 2, FI-90620 OULU, Finland | info@cvn.fi
CAREVISION OY NCAE A843G




STORING THE TOURNIQUET IN THE QUICK LAUNCH CONFIGURATION



Pass the **grey tip** through the slit in the buckle. Pull 8" of band through, fold it back and adhere the band to itself.




Flatten the loop formed by the band. Place the buckle in the middle of the flattened band.



Fold the tourniquet in half placing the buckle at one end. Make sure the TIME strap is open and in ready position; as shown in the illustration.

ANPING GUARDIAN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
500 Meters, Nan Sucun, Anping County, Hebei, China




MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany
SRN: DE-AR-000000002
Tel: +49 251 322 66 61 Email: ecrep@medneteuropa.com




PRODUCT FEATURES:

1. High strength aluminum alloy rod
2. Tear resistant moving webbing
3. Aluminum parts built in the adjusting buckle - refuse to deform
4. Self-contained pen with time recording




INSTRUCTIONS FOR USE



ONE-HANDED APPLICATION


1 Insert the injured limb through the loop in the band and position the tourniquet 2-3" above the bleeding site directly to the skin.

OR




TWO-HANDED APPLICATION


1 Route and band around the limb, and pass the tip through the gaps for the buckle. Position the tourniquet 2-3" above the wound site.




2 The band should always travel around both, the rolling pin and sliding teeth in the buckle. Pull the band tight and fasten it back on itself, all the way around the limb but not over the rod clips. The band should be tight enough so that 3 fingers cannot slide beneath it. If they can, re-tighten and secure.



3 Twist the rod until bleeding has stopped. Also check for distal pulse beneath the tourniquet near the wound, this should disappear.




4 Secure the rod inside the clips to lock it in place. Check for bleeding and distal pulse. If bleeding continues or distal pulse is present below the tourniquet, consider additional tightening or applying a second tourniquet above the first. Reassess.




5 Route the band between the clips and over the rod. Secure the rod and band with the TIME strap. Record time of application with the pen at the top. Consider further securing with medical tape. Ensure tourniquet is visible for medical personnel.


KIRISTYSITEEN SÄILYTYS KÄYTTÖVALMIUDESSA



1
Vie harmaa pää soljen aukon läpi. Vedä noin 20 cm hihnaa läpi, taita se takaisin ja kiinnitä hihna itseensä.




2
Tasoita hihnan muodostama lenkki. Aseta solki tasoitettun lenkin keskelle.



3
Taita kiristysside kahtia siten, että solki jää toiseen päähän. Varmista, että TIME-merkintähihna on auki ja käyttövalmiina kuten kuvassa.

CVN TOURNIQUET

GEN 2



Product Code: H5000-4055G
UDI-DI: 06973105231720


CVN MEDICAL SOLUTIONS
A Part of CAREVISION Division
Hiltusentie 26 A 2, FI-90620 OULU, Finland | info@cvn.fi
CAREVISION OY NCAGE A843G



instructions
on the net



ANPING GUARDIAN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
500 Meters, Nan Sucun, Anping County, Hebei, China



MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany

SRN: DE-AR-000000002

Tel: +49 251 322 66 61 Email: ecrep@medneteuropa.com



Tuotteen ominaisuudet:


1. Vahvistettu alumiinitanko.
2. Repeämistä kestävä liikkuva hihna.
3. Alumiiniosat säätösoljessa – ei taivu käytössä.
4. Sisäänrakennettu kynä ajan merkitsemistä varten.



TIME:




KÄYTTÖOHJEET



YHDEN KÄDEN KÄYTTÖ


Vie loukkaantunut raaja hihnan lenkin läpi ja aseta kiristysside 5–7 cm haavan yläpuolelle suoraan iholle.

TAI




KAHDEN KÄDEN KÄYTTÖ


Kierrä hihna raajan ympäri ja vie kärki soljen aukkojen läpi. Aseta kiristysside 5–7 cm haavan yläpuolelle.




Hihnan tulee kulkea aina sekä rullan että soljen liukuhampaiden yli. Kiristä hihna tiukalle ja kiinnitä se takaisin itseensä – koko raajan ympäri, mutta ei tankoklipsien päälle. Hihnan on oltava niin tiukka, ettei kolmea sormea mahdu sen alle. Jos mahtuu, kiristä ja varmista uudelleen.



Kierrä sauvaa, kunnes verenvuoto lakkaa. Tarkista myös, onko haavan lähellä siteen alapuolella distaalipulssi – sen tulisi hävitä.



Kiinnitä sauva klipsien väliin lukitaksesi sen paikoilleen. Tarkista verenvuoto ja distaalipulssi. Jos verenvuoto jatkuu tai distaalipulssi tuntuu kiristyssiteen alapuolella, harkitse lisäkiretystä tai toisen siteen asettamista ensimmäisen yläpuolelle. Arvioi tilanne uudelleen.



Vie hihna klipsien välistä ja sauvan yli. Kiinnitä sauva ja hihna TIME-hihnalla. Merkitse käyttöaika mukana olevalla kynällä. Harkitse lisäkiinnitystä lääketieteellisellä teipillä. Varmista, että kiristysside on näkyvillä hoitohenkilökunnalle.




instructions
on the net

Product Code: H5000-4055G


UDI-DI: 06973105231720

CVN MEDICAL SOLUTIONS
A Part of CAREVISION Division


Hiltusentie 26 A 2, FI-90620 OULU, Finland | info@cvn.fi
CAREVISION OY NCAE A843G




FÖRVARING AV TOURNIQUET I SNABBSTARTSKONFIGURATION



För in den grå spetsen genom spåret i spännet. Dra igenom cirka 20 cm av bandet, vik tillbaka det och fäst bandet mot sig självt.



Platta till öglan som bildats av bandet. Placera spännet i mitten av den tillplattade öglan.



Vik ihop tourniqueten så att spännet hamnar i ena änden. Kontrollera att TIME-remmen är öppen och i färdigt läge enligt illustrationen.

ANPING GUARDIAN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
500 Meters, Nan Sucun, Anping County, Hebei, China

EC REP

MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany

SRN: DE-AR-000000002


Tel: +49 251 322 66 61 Email: ecrep@medneteuropa.com

LOT




PRODUKTEGENSKAPER:

1. Förstärkt aluminiumstång.
2. Rivtåligt rörligt band.
3. Aluminiumdelar i justeringsspännet – deformeras inte.
4. Inbyggd penna för tidsregistrering.




BRUKSANVISNING



ENHANDSANVÄNDNING


För in den skadade kroppsdelen genom öglan och placera tourniqueten 5–7 cm ovanför blödningsstället direkt mot huden.

ELLER




TVÅHANDSANVÄNDNING


Lägg bandet runt kroppsdelen och för spetsen genom öppningarna i spännet. Placera tourniqueten 5–7 cm ovanför såret.




Bandet ska alltid gå runt både rullen och de glidande tänderna i spännet. Dra åt bandet ordentligt och fäst det tillbaka på sig självt – runt hela kroppsdelen men inte över stavklämmorna. Bandet ska vara så tigt att tre fingrar inte får plats under det. Om de får det, dra åt igen och säkra.



Vrid stängeln tills blödningen har stoppat. Kontrollera även om det finns en distal puls under tourniqueten nära såret – den ska försvinna.



Fäst stängeln i klämmorna för att låsa den på plats. Kontrollera blödning och distal puls. Om blödningen fortsätter eller om en distal puls finns kvar under tourniqueten, överväg att dra åt ytterligare eller applicera en andra tourniquet ovanför den första. Gör en ny bedömning.



För bandet mellan klämmorna och över stängeln. Säkra stängeln och bandet med TIME-remmen. Anteckna tidpunkten för applicering med pennan högst upp. Överväg att säkra ytterligare med medicinsk tejp. Se till att tourniqueten är synlig för vårdpersonal.